

Welke curve is van toepassing in het montuur?



CURVE 9.5



CURVE 8.0



CURVE 6.0



CURVE 4.0



CURVE 2.0

Bepaalde monturen hebben een anatomische vorm, wilt u daar uw eigen correctie glazen in laten slijpen dan is dit veelal mogelijk tot curve 6. Hogere curven kunnen we niet slijpen op onze slijpmachine. Bovendien is met het gebruik van brillenglazen geslepen op deze hoge curve niet elke PD afstand haalbaar, dit i.v.m. de grote benodigde diameter van de glazen